



NUK[®]

Nasensauger
Nasal decongester

**Sanftes
Absaugen von
verstopften
Babynasen**

*Gently clears
baby's blocked
nose*

**Einfache und
sichere Anwendung**

*Easy and safe
to use*

Mit Ersatztüle

*With replacement
nozzle*

BITTE FREIHALTEN

OPTIONAL FREIHALTEN,
WENN NICHT MÖGLICH
BITTE ABKLÄREN!

D NASENSAUGER

- **Verwendungszweck: Sicherheitstülle zur hygienischen Schleimfernung an Babynasen.**

Einfache und sichere Anwendung:

Den Pumpball eindrücken, dann die Tülle nicht in die Nase einführen, sondern vorsichtig mit der Öffnung an ein Nasenloch halten. Das andere Nasenloch wird dabei mit dem Finger leicht eingedrückt und zugehalten. Den Fingerdruck am Pumpball nun langsam lockern. So wird der gelöste Schleim sanft und hygienisch aufgesaugt und die Nase wieder frei.

Zur Sicherheit Ihres Kindes:

- **Warnung! Tülle nicht in die Nase einführen. Es besteht Verletzungsgefahr im Naseninnenbereich.**
- **Reinigung:** Die Tülle ist abnehmbar. Pumpball und Tülle gleich nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser reinigen und ausschüteln. Auseinandergebaut mit der Öffnung nach oben trocknen lassen.
- **Warnung:** Nicht in der Mikrowelle oder in einem Dampf-Vaporisator desinfizieren (Materialschäden möglich!) Zur Desinfektion ca. 5 Minuten auskochen, dabei auf genügend Flüssigkeit im Topf achten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bitte Produktinformation und Artikel-/LOT-Nr. zur späteren Verwendung aufheben.

CS ODSÁVAČ NOSNÍCH HLENŮ

- **Určené použití: bezpečnostní odsávačka pro hygienické odstranění upchaného nosu vašeho dítěte.**

Snadné a bezpečné použití:

Stisknete pumpičku a nástavec poté opatrně umístíte k otvoru nosní dírky, aniž byste ho vložili do nosu dítěte. Druhou nosní dírku přitom lehce stlačíte prstem. Nyní pomalu uvolníte tlak prstů na pumpičce. To odstraní vše, co se uvolnilo v upchaném nose jenně a hygienicky a nos vašeho dítěte bude opět čistý.

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte:

- **Upozornění! Nevkládejte nástavec do nosní dírky, protože by mohlo dojít k poranění vnitřní části nosu.**
- **Čistění:** Nástavec je odnímatelný. Důkladně vyčistěte pumpičku a nástavec pomocí teplé vody a setřete přebytek. Jednotlivé části nechejte schnout otvory směrem nahoru.
- **Upozornění:** Nesterilizujte v mikrovlnné troubě nebo parním sterilizátoru, protože by mohlo dojít k poškození. Pro sterilizaci vložte na 5 minut do vroucí vody s použitím dostatečného množství vody, aby nedošlo k poškození odsávačky.

Pro příklad reklamace prosím uschovejte označení a číslo výrobku.

D MAPA GmbH

Industriestr. 21–25
27404 Zeven
Hergestellt in Deutschland

GB Newell Brands UK Limited

Halifax Avenue, Fradley Park
Lichfield, Staffordshire,
WS13 8SS
United Kingdom

IRL Intrapharma

Consumer Health
Magna Business Park
Citywest Road
Dublin 24, Ireland
Made in Germany

CS Mapa Spontex CE s.r.o.

Prodačské 4
294 04 Dolní Bousov
Česká republika
Vyrobeno v Německu

E Mapa Spontex Ibérica – Newell Brands

Camí de Can Ametller, 38
08195 Sant Cugat del
Vallés, Barcelona
Espanya
Fabricado en Alemania

ARABIAN ETHICALS CO. (ETHIX)

Liu 6, Office # A08-A15
Dubai Silicon Oasis
Dubai – United Arab Emirates
صنع في ألمانيا

GB NASAL DECONGESTER

- **Intended use: Safety nozzle for hygienically removing congestion from your baby's nose.**

Easy and safe to use:

Squeeze the pump bulb and then carefully position the opening against one nostril without inserting the nozzle into baby's nose. While doing so, press gently on the other nostril, holding it closed with your finger. Now slowly release the pressure of your fingers on the bulb. This will remove the released congestion gently and hygienically and your baby's nose is clear again.

For the safety of your child:

- **Warning! Do not insert nozzle into the nasal passage as this may cause injury.**
- **Cleaning:** Nozzle is removable. Clean pump bulb and nozzle thoroughly after use with warm water and shake off any excess. Leave parts with the opening upwards to dry separately.
- **Warning:** Do not sterilise in a microwave oven or steam steriliser as the decongester may become damaged. For sterilising place in boiling water for 5 minutes, using sufficient water to avoid damage to the decongestor.

Please retain product information and article/LOT no. for future use.

AR شفاطة الأنف

- **الغرض من الاستخدام: فوهة أمان لإزالة الاحتقان من أنف طفلك بطريقة صحية.**

سهلة الاستخدام وأمنة:

اضغط على كرة المضخة ثم ضع الفتحة بعناية على إحدى فتحتي الأنف دون إدخال الفوهة في أنف الطفل. وفي أثناء القيام بذلك، اضغط برفق على فتحة الأنف الأخرى، وأغلقها بإصبعك. والآن، حرر بيضاء ضغط أصابعك عن كرة المضخة. سيؤدي ذلك إلى إزالة الاحتقان الذي تم إطلاقه بلفط وبطريقة صحية ويصبح أنف طفلك نظيفاً مرة أخرى.

للحفاظ على أمان طفلك:

- **تحذير! لا تدخل الفوهة في المر الأنفي لأن ذلك قد يسبب إصابة.**
- **التنظيف:** الفوهة قابلة للإزالة. نظف كرة المضخة والفوهة جيداً بعد الاستخدام باستخدام الماء الدافئ وتخلص من أي فائض. اترك الأجزاء لتجف بشكل منفصل مع توجيه الفتحة للأعلى.
- **تحذير:** يجب عدم التعقيم في الميكرويف أو جهاز التعقيم بالبخار لأن مزيل الاحتقان قد يتعرض للتلف. للتعقيم، ضع في ماء مغلي لمدة 5 دقائق. مع استخدام كمية كافية من الماء لتجنب تلف مزيل الاحتقان.

الرجاء الاحتفاظ بمعلومات المنتج ورقم المنتج/الشحنة لاستخدامها في المستقبل.

www.nuk.com

Art. 10256065

Mat. 10546276

Rev. 600

PZN 02772511

